

HÄNSELER

SWISS PHARMA
SEMI SOLID SOLUTIONS



Matières premières pharmaceutiques et fabrication à façon par Hänseler Swiss Pharma

SEMI SOLID SOLUTIONS

BY HÄNSELER SWISS PHARMA

Les GMP sont notre ADN – nous concrétisons vos projets de produits, pour votre succès commercial.



Nous soutenons nos partenaires tout au long du processus de création de valeur avec enthousiasme et vous proposons des solutions sur mesure de qualité suisse, pour votre succès commercial. Du développement de produits jusqu'à la prospection des marchés en passant par l'achat, la fabrication et la confection, nous proposons des processus fluides pour une confiance solide dans l'environnement pharmaceutique.


- **Pommades**
- **Crèmes**
- **Emulsions**
- **Pâtes**
- **Gels**

DÉVELOPPEMENT

VOS SPÉCIALISTES DANS LE TRAITEMENT
ET LA TRANSFORMATION DES MATIÈRES
PREMIÈRES

**Nous vous apportons volontiers notre soutien dans
le développement...**

- de bases pour pommades / crèmes / lotions / gels / pâtes / suspensions
- de formulations pour médicaments, cosmétiques ou compléments alimentaires
et d'une sélection d'emballages adaptés
- et la mise en place de méthodes de validation et d'examens analytiques corrects
- de méthodes d'extraction pour les matières premières végétales



La transformation
des matières premières en
principes pharmaceutiques
actifs (PPA), y compris la
documentation correspondante,
compte parmi nos
compétences clés.



ACHAT DE MATIÈRES PREMIÈRES

NOTRE SAVOIR-FAIRE, POUR VOTRE SUCCÈS



- Achat de matières premières pour la **fabrication de produits semi-solides**
- Livraison de **pommades et pâtes** en différentes **qualités spécifiques à chaque client**
- **Connaissances approfondies des matières premières** pour différentes exigences clients dans le domaine de la santé et des cosmétiques
- Egalement spécialiste des matières premières avec exigences de **sécurité élevées / substances dangereuses**

Notre gamme étoffée de matières premières pharmaceutiques, sous forme de produits commercialisés ou fabriqués par nos soins, comprend plus de 3000 références différentes, parmi lesquelles les matières premières servant à la fabrication de formes semi-solides, comme :

- **Huiles essentielles**
- **Résines**
- **Huiles et graisses**
- **Bases de crèmes**
- **Extraits et teintures**
- **Emulsions de base**
- **Huiles grasses**
- **Matières premières oléochimiques**
- **Extraits et teintures**

Les quantités minimales de commande varient selon la matière première. Nous vous conseillerons volontiers et vous donnerons une vue d'ensemble des matières premières semi-solides disponibles.

« L'achat de matières premières selon les exigences spécifiques du client compte parmi les compétences clés de Hänseler Swiss Pharma. Même pour les produits soumis à des exigences de sécurité strictes, nous pouvons nous appuyer sur notre solide connaissance de nos clients et des matières premières. Hänseler Swiss Pharma dispose d'accès commerciaux exclusifs, qui nous permettent d'obtenir des matières premières difficiles à trouver, pour notre clientèle exigeante. »

Dr. Dominik Hauser, directeur et CEO

FABRICATION

NOTRE SAVOIR-FAIRE, POUR VOTRE SUCCÈS



- Fabrication conforme aux **GMP** de pommades, crèmes, émulsions, pâtes et gels
- Grande compétence de fabrication pour différentes tailles de lots (20 à 750 litres)
- Préparation d'une documentation complète
- Manipulation de substances dangereuses
- Grand savoir-faire technologique

Fabrication conforme aux GMP de **pommades, crèmes, émulsions, pâtes et gels** (y compris bases). Ceci vaut à la fois pour les produits semi-finis et les produits et médicaments prêts à l'emploi. Forts de nos longues années d'expérience, nous sommes en mesure **de répondre aux besoins de nos clients rapidement et avec flexibilité**. Nous produisons ainsi en fonction des volumes commandés **sur nos installations automatiques ou semi-automatiques**. Hänseler Swiss Pharma offre une grande compétence de fabrication, **pour les volumes de commande de toutes tailles**.



Pommades aux huiles essentielles



Dentifrices



Pommades aux extraits



Techniques (mi-)gras



Crèmes cosmétiques



Médicaments prêts à l'emploi

MÉLANGEUR D'HOMOGENÉISATION HM 675 VAKUMIX



Caractéristiques techniques

Volume total	1095 litres
Volume utile max.	675 litres
Volume utile min.	120 litres
Pression max. du produit	-1/+2 bars
Température max. du produit	132.8 °C

Autres spécifications

- Agitateur à hélice avec motoréducteur coaxial ATEX
 - Caisson d'agitation avec paroi chauffante, couvercle d'agitation avec projecteur, raccord sous vide, manomètre, vanne de vide, vanne d'aération, raccords
 - Agitateur en ancre avec système de racle
 - Chicanes avec Pt100
- Dispositif d'homogénéisation
 - Conduite de circulation
 - Dispositif d'aspiration des poudres
 - Régulation de température pour le chauffage et la climatisation
 - Réglage de la pression et du vide
 - Dispositif de nettoyage en place

Fabriqué par Hänseler Swiss Pharma :



Kelosoft®
Crème pour le traitement des cicatrices



Tattoo Creme
Soin pour peau tatouée



Pommade à l'hamamélis
Pommade pour le traitement des plaies

CONFECTION

NOTRE SAVOIR-FAIRE, POUR VOTRE SUCCÈS




- Remplissage conforme aux GMP de tous les produits semi-solides en boîtes et tubes
- Emballages secondaires sur mesure (boîte pliable, information patient, carton d'emballage)
- Solutions de conditionnement personnalisées en différents types et tailles d'emballages
- Remplissage de doses individuelles

Nos installations permettent de remplir des tubes en **aluminium, plastique ou matériaux composites**. Concerne les pommades, crèmes, émulsions, pâtes et gels.

Les possibilités en matière de **volume de remplissage vont des tubes échantillons jusqu'aux emballages de grande taille**. Les conditionnements primaires et secondaires peuvent être réalisés entièrement sur mesure, selon les besoins du client.

Solutions de conditionnement

Conditionnement primaire



Conditionnement secondaire

Selon le besoin du client :
boîte pliable /
information patient /
carton d'emballage



INSTALLATION DE REMPLISSAGE DE
TUBE OPTIMA 800
AXOMATIC



Caractéristiques techniques

Rendement	jusqu'à 3600 pcs par heure
Plage de dosage	3 à 250 ml
Diamètre du tube métallique	13.5 à 42 mm
Diamètre du tube plastique	13.5 à 50 mm
Longueur totale du tube	70 à 250 mm, couvercle incl.
Cartonnage	Uhlmann C100 (en option)

« Avec notre
offre de prestations
Semi Solid Solutions
nous répondons
aux exigences
les plus élevées de
nos clients. »

DOCUMENTATION

NOTRE SAVOIR-FAIRE, POUR VOTRE SUCCÈS

Les exigences des autorités et des clients rendent la documentation toujours plus pertinente. Nous considérons que la documentation est à la fois une preuve de qualité de nos produits et une prestation en faveur de nos clients ; nous proposons différents packs de documentation.

Packs de documentation pour les principes actifs pharmaceutiques

ASMF Package (Active Substance Master File)

CTD Module 3 – Part 3.2 S

Technical Package

Documents relatifs au CTD Module 3 – Part 3.2 S :

- Informations générales, notamment nomenclature, structure
- Réalisation de diagrammes de flux
- Données de stabilité
- Contrôle de stérilité
- Documentation sur les matières premières (SDS, autres documents techniques)

Phyto Package

Statement relatif au CTD Module 3 – Part 3.2 S :

- Certificat d'analyses avec Supply Chain complet
- Procès-verbal de récolte
- Certificat de provenance
- Documentation sur les matières premières (SDS, autres documents techniques)
- Contrôle de présence de pesticides, métaux lourds, aflatoxines
- Alcaloïdes pyrrolizidiniques
- Microbiologie
- Réalisation de diagrammes de flux
- Contrôles de stabilité selon les critères du client

Pack de documentation pour les médicaments prêts à l'emploi

CTD Module 3 – Part 3.2 P

Préparation des documents nécessaires selon les informations des clients.

Packs de documentation pour les produits cosmétiques

Le pack contient tous les documents nécessaires pour la création du PIF.

Sur demande, nous pouvons également confier la rédaction du rapport de sécurité.

Pack de documentation pour les excipients

Le pack contient les exigences relatives aux excipients selon l'ICH Q9.



Hänseler Swiss Pharma
Industriestrasse 35
9100 Herisau, Suisse
T +41 71 353 58 58
www.haenseler.ch
info@haenseler.ch

Hänseler Pharma GmbH
Fischerstraße 11
DE-67655 Kaiserslautern
T +49 631 6277 9955
www.haenseler-pharma.de
info@haenseler-pharma.de

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



HÄNSELER 
SWISS PHARMA